


GP220 操作流程

一、基本操作流程

1、进入 APP 后显示登录界面



登录

请输入手机号码

18645678936

请输入密码


.....

登录 注册


2、进入 APP 提示打开蓝牙




3、从手机底部上滑打开设置菜单，打开手机蓝牙




4、点击左上角“+”图标添加待测人员，填写相关信息并保存



5、回到首页点击右上角“...”图标,并选择连接设备



6、下拉刷新设备列表，并选择一个设备连接



7、返回首页开始测量



8、单击头像可以更改当前待测人员,双击可以查看温度曲线



二、导出数据

(1) 所有数据:首页点击右上角“...”图标弹出右边菜单,选择导出数据



(2) 个人数据:

